


## POLYMYXINE – NEOMYCINE : CAPSULES ET SIROP HUG

Deux produits contenant les antibiotiques polymyxine et néomycine sont disponibles à la Pharmacie des HUG pour la décontamination du tube digestif.

- **Capsules Polymyxine - Néomycine HUG**
- **Solution mère Polymyxine – Néomycine à 20 mL** destinée à la fabrication d'un sirop dans les unités de soins. Pour des raisons de stabilité et pour éviter le gaspillage, cette solution a remplacé le sirop prêt à l'emploi livré précédemment par la Pharmacie.

### Polymyxine Néomycine HUG capsules (1x90)

Code article: 417321



### 1 capsule contient:

16.6 mg de polymyxine (9 capsules = 150 mg)  
111 mg de néomycine (9 capsules = 1 g)

### Utilisation:

- Administrer le nombre de capsules prescrites par le médecin

Au besoin (ex. troubles de la déglutition), en l'absence de la solution mère à 20 mL:

- Ouvrir 9 capsules dans un gobelet
- Ajouter 40 mL d'eau et 20 mL de sirop du commerce (ex. framboise) (vol. total 60 mL)
- Composition du sirop préparé:  
150 mg de polymyxine / 60 mL  
1g de néomycine / 60 mL
- Prélever la dose prescrite à l'aide d'une seringue orale (ou boire l'intégralité du contenu)
- A utiliser de suite

### Polymyxine Néomycine HUG solution 20 mL

Code article: 408232



### Un flacon à 20 mL contient (solution mère):

150 mg de polymyxine  
1 g de néomycine

### Préparation du sirop:

- Ajouter 20 mL de sirop du commerce (ex. framboise) et 20 mL d'eau dans le flacon, agiter (volume total 60 ml)
- Composition du sirop préparé:  
150 mg de polymyxine / 60 mL  
1g de néomycine / 60 mL
- Prélever la dose prescrite à l'aide d'une seringue orale (ou boire l'intégralité du contenu)
- Sirop stable 24h au frigo (inscrire heure et date de préparation sur le flacon)