



DIAGNOSTIQUE / Service de Médecine de Laboratoire

Centre d'accueil des prélèvements (CAP)
Bâtiment des laboratoires (BATLab), niveau 5, Local 9N-5-204.2
4, rue Gabrielle-Perret-Gentil - CH - 1211 Genève 14

**Laboratoire de Virologie
VIRO-CNRRR**

<http://www.hug.ch/feuilles-de-demande>

Responsable du laboratoire : Dr Manuel Schibler
Responsable CNRRR : Dr Pascal Cherpillod (PhD) Tél: (022 37) 24089
Labo direct ou résultats : Tél./Fax : (022 37) 24980 / (022 37) 21835
Centre d'accueil prélèvements (CAP) : Tél. (022 37) 21800

M. Mme (SVP: en caractères d'imprimerie)

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Date de naissance : / /

Représentant légal si patient mineur : Père Mère

Nom/prénom :

Rue/N°:

Localité, No postal :

Unité d'hospitalisation : Médecin :

N° EdS :

Adresse pour facturation: Patient Demandeur Assurance

Nature du cas : Maladie AI Accident Maternité

N° AVS (AI obligatoire) :

Assurance : N° Assuré :

Prescripteur (Nom/Prénom - Rue/N°- Localité, No postal - Tel/Fax) :

Identification laboratoire:

Médecins en copie (Nom/Prénom - Rue/N°- Localité, No postal - Tel/Fax : *Le laboratoire demandeur/prescripteur a obtenu l'accord du prescripteur/patient pour transmettre des copies à d'autres médecins que le médecin prescripteur :*

Prélèvement du : Heure :

Renseignements obligatoires (diagnostic et/ou traitement etc.) :

Opposition du patient à l'enregistrement des résultats de cette demande dans le dossier patient informatique (DPI) des HUG

Vaccination inférieure à 6 mois, si oui préciser

Centre national de référence pour la rougeole et la rubéole (CNRRR)

(Mise à jour : juillet 2022)

Analyse sur sang veineux

Virose PCR	Réceptifs	Viroses sérologies	Réceptifs
<input type="checkbox"/> Rubéole, ARN, PCR, ql	E6	<input type="checkbox"/> Rougeole, IgG	G5
		<input type="checkbox"/> Rougeole, IgM	G5
		<input type="checkbox"/> Rubéole, IgG	G5
		<input type="checkbox"/> Rubéole, IgM	G5

Analyses sur prélèvements respiratoires

Frottis nasopharyngé	Réceptifs	Aspiration nasopharyngée	Réceptifs
<input type="checkbox"/> Rougeole, ARN, PCR, ql (détection)	COP-E	<input type="checkbox"/> Rubéole, ARN, PCR, ql ^(NA)	COPAN
<input type="checkbox"/> Rougeole Vaccinale, ARN, PCR, ql	COP-E		
<input type="checkbox"/> Rougeole, génotypage ^(NA)	COP-E		
<input type="checkbox"/> Rubéole, ARN, PCR, ql	COP-E		
<input type="checkbox"/> Rubéole, génotypage ^(NA)	COP-E		

Analyses sur autres matériels

Liquides céphalorachidien (LCR)	Réceptifs	Liquide amniotique	Réceptifs
<input type="checkbox"/> Rougeole, ARN, PCR, ql (détection)	B4	<input type="checkbox"/> Rubéole, ARN, PCR, ql	BV12
<input type="checkbox"/> Rougeole Vaccinale, ARN, PCR, ql	B4		

Réceptifs

Pour les sérologies sur sérum 1 tube G5 suffit pour 6 analyses (tubes G5 si plus). Pour les PCR sur plasma 1 tube E6 suffit pour faire les analyses suivantes. Les échantillons adressés dans de mauvaises conditions ne pourront être traités.

B4	Liquide natif	-	Tube Hémogard beige 4 ml
E6	Sang EDTA ou P	-	Tube Hémogard mauve 6 ml
E3	Sang EDTA ou P	-	Tube Hémogard mauve 3 ml
G5	Sang natif + gel	-	Tube Hémogard jaune 5 ml (Pédiatrie : Hémogard jaune 3.5 ml)
COPAN	Matériel concerné	-	Tube avec milieu rose COPAN de 3 ml
BV12	Matériel concerné	-	Tube 12 ml à bouchon bleu ou rouge vissé stérile GREINER
COP-E	Matériel concerné	-	Tube avec milieu rose COPAN de 3ml + écouvillon
FM60	Matériel concerné	-	60ml Falcon, bouchon métallique à vis
ME1,5	Matériel concerné	-	Microtube / Eppendorf transparent 1,5ml plastique sans additif

Commentaires (symptômes, voyages, vaccinations, etc.) :

ql = Analyse qualitative - ^(NA) = Analyse non-accréditée

Pour analyses Rougeole et Rubéole (PCR, sérologie et génotypage) voir : <https://www.hug.ch/laboratoire-virologie/centre-national-reference-pour-rougeole-rubeole>